



CENT 203

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Displays LCD com dígitos decimais de menor dimensão para uma fácil leitura do peso
- Teclado de membrana impermeável e resistente a ácidos
- Possibilidade de suspender gancho para pesagem abaixo do plano da balança
- Função conta-peças e percentagem
- Sistema antichoque reforçado
- Saída série RS232
- Plataforma de pesagem em aço inox

OPCIONAIS

- Comando à distância para ativar sinal de impressão, tara, etc.
- Alcances especiais
- Versões com massa de calibração interna
- Dispositivos para determinação da densidade dos sólidos
- Impressora térmica

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Afficheurs LCD avec des nombres décimaux permettant une lecture plus précise du poids
- Clavier à membrane étanche et résistante aux acides
- Possibilité de suspendre crochet pour pesage sous le plateau de la balance
- Fonction compte-pièces et poids par pourcentage
- Système antichoc renforcé
- Port série RS232
- Plate-forme de pesage en acier inoxydable

OPTIONS

- Télécommande pour activer signal d'impression, de tare, etc.
- Portées spéciales
- Versions avec masse d'étalonnage interne
- Dispositifs pour la détermination de la masse volumique des solides
- Imprimante thermique

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- Displays LCD con dígitos decimales de menor dimensión para una fácil lectura del peso
- Teclado de membrana impermeable y resistente a ácidos
- Posibilidad de colocación de un gancho para pesaje por debajo de la balanza
- Función cuenta piezas y porcentaje
- Sistema antichoque reforzado
- Salida serie RS232
- Plataforma de pesaje de acero inoxidable

OPCIONALES

- Mando a distancia para activar la señal de impresión, tara, etc.
- Alcances especiales
- Versiones con masa de calibración interna
- Dispositivo para determinación de la densidad de los sólidos
- Impresora térmica

| Modelo Modèle Modelo | Alcance (g) Portée Alcance | Divisão (g) Division División | Linearidade (g) Linéarité Linealidad | Repetibilidade (g) Répétabilité Repetibilidad | Tempo de resposta (s) Temps de réponse Tiempo de respuesta | Prato (mm) Plateau Plato | Massa de calibração Masse d'étalonnage Masa de calibración |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|
| CENT 203 | 210 | 0.001 | ± 0.002 | ± 0.001 | 3 | Ø | Externa / Externe / Externa |